

ANTIBAC FOAM PLUS 800ML



SAPONE LAVAMANI DISINFETTANTE IN SCHIUMA

- Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 21364
- Elimina fino al 99.9% dei batteri, lieviti e virus*
- Elegante dosatore con finestra grigia che permette di controllare il livello di consumo del prodotto



Antibac Foam Plus deve essere usato per la disinfezione delle mani e della cute in tutte le occasioni in cui si richiede un'accurata igiene. Adatto anche per l'utilizzo in area medica ed ambiente alimentare (HACCP).

COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC (C8-10)) (CAS n. 68424-95-3) 0,576g; Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS n. 68424-85-1) 0,384g; Coformulanti (tensioattivi, solventi e acqua) q.b. a 100g. Contiene: tensioattivi anfoteri <5%. Contiene: Disinfettanti.

Conforme alle **Norme EN:** 1276, 1499, 1650, 13624, 13727, 14476.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

ANTIBAC FOAM PLUS 800ML**MODALITÀ D'USO**

Dosare nel cavo della mano circa 5ml di prodotto e lavare per almeno 1 minuto. Sciacquare accuratamente ed asciugare. Non utilizzare su cute lesa, mucose o sulla cute del paziente prima di una procedura medica pre-operatoria. Confezionata in pouch da 800 ml, da utilizzare con:

- DISPENSER CARE FOAM HYGIENE (Cod. 510300): Dispenser personalizzato "Sutter Care" per i saponi in schiuma. Dispenser con sistema "captive" per l'inserimento selettivo delle pouch/ricariche. Erogazione: 0,6 ml/dose.

**DILUIZIONE**

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,12%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
5,8 ± 0,8	7,6 ± 0,5	1.01			

AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Proteggere gli occhi. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. Contiene Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC (C8-10)), Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-16)).



ATTENZIONE

ANTIBAC FOAM PLUS 800ML

NOTE

Teme il gelo. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

* Azione virucida contro i virus con involucro

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5792	ml 800	6	12x8=96